



# Uso del inhalador con espaciador

## Siga estos pasos para usar el inhalador de manera correcta

1. Agite el inhalador.
2. Retire la tapa del espaciador y del inhalador.
3. Conecte el inhalador a la parte posterior del espaciador, con la hendidura en la parte superior.
4. Exhale normalmente fuera del inhalador.
5. Coloque la boquilla del espaciador en la boca, detrás de los dientes, y cierre bien los labios.
6. Pulse el inhalador una vez e inhale una vez de manera **lenta y profunda**.
7. **Mantenga** la respiración durante 10 segundos y luego exhale normalmente.
8. Repita los pasos del 4 al 7.
9. **No pulse el inhalador 2 veces seguidas.** Eso hace que se desperdicie una dosis del medicamento.



**Siga las instrucciones de limpieza de la página 2.**

# Uso del inhalador con espaciador

## Limpieza del espaciador

**Es importante que limpie el espaciador al menos una vez por semana.** Eso ayuda a recibir la cantidad correcta del medicamento.

1. Retire la tapa, la válvula y el revestimiento de goma del espaciador.
2. Deje sumergidas todas las piezas del espaciador (cámara, tapa, válvula y revestimiento de goma) en agua tibia con una cucharada de vinagre blanco durante 15 minutos.
3. Enjuague con agua tibia.
4. Deje secar al aire sobre una toalla limpia o una toalla de papel. **No** introduzca en el espaciador toallas de papel ni de ninguna clase para secarlo. Eso genera electricidad estática e impide que el medicamento llegue a los pulmones.

## No Se quede Sin Medicación

- Vigile la cantidad de dosis que quedan en su inhalarlo.
- **Cuando haya usado aproximadamente la mitad de las dosis, llame para resurtir.**

**Si tiene preguntas o desea obtener recursos,  
llame al 1 (833) 327-8462.**