

Uso del inhalador Twisthaler

Siga estos pasos para usar el inhalador Twisthaler de manera correcta

- Sostenga el inhalador Twisthaler en posición vertical con la base en la parte inferior.

 Boquilla
- 2. Gire el inhalador hacia la derecha y levante la tapa de inmediato. Esto hace que una dosis del medicamento esté lista para usar.
- 3. Antes de usar el inhalador Twisthaler, gire la cabeza para alejarse de la apertura y exhale normalmente. No respire cerca del inhalador Twisthaler. Eso hará que el medicamento se humedezca y que ya no sea eficaz.
- **4.** Debe estar de pie o sentado en posición erguida.
- Contador Base

Tapa

- Contador de dosis
- **5.** Colóquese el inhalador Twisthaler en la boca, detrás de los dientes, y cierre los labios alrededor de la boquilla.
- 6. Inhale una vez de manera rápida y profunda.
- 7. Mantenga la respiración durante 10 segundos.
- 8. Si la boquilla está mojada, séquela con un paño limpio y seco.
- **9.** Después de cada uso, colóquele la tapa al inhalador Twisthaler y gírela para cerrarla. Cuando la tapa esté cerrada, escuchará un clic, y las flechas de la tapa y de la base quedarán en línea.
- **10.** Cepíllese los dientes o enjuáguese la boca con agua después de cada uso. **No** trague el agua.

Para obtener consejos sobre el almacenamiento, consulte la página 2.

Uso del inhalador Twisthaler

Conserve el inhalador Twisthaler en un lugar seco

- **No** deje que el inhalador Twisthaler se humedezca. Guárdelo lejos de lugares húmedos.
- No lo guarde en el baño ni en otras habitaciones húmedas de su casa.
- Si el medicamento se humedece o se moja, ya no será eficaz.

Cuándo reemplazar el inhalador Twisthaler

- El contador de dosis que se encuentra arriba de la base del inhalador Twisthaler indica cuántas dosis quedan.
- Vigile la cantidad de dosis que quedan en su twisthaler.
- Cuando haya usado aproximadamente la mitad de las dosis, llame para resurtir.
- Cuando quede solo una dosis, el contador de dosis mostrará "O1".
 Cuando tape el inhalador después de usar la última dosis, la tapa se bloqueará, y el inhalador deberá desecharse.

Si tiene preguntas o desea obtener recursos, llame al 1 (833) 327-8462. www.SouthSideKidsAsthma.org